



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Spirometr MICRO MEDICAL MICROLAB (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji angielskiej,
- Zasilanie 230 V oraz przez jeden wbudowany akumulator NiCad 6 V 50 mA,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **MicroLab** to mały spirometr biurkowy z możliwością określenia 13 parametrów wdechu i wydechu oraz wydruku poprzez wbudowaną drukarkę termiczną,
- Wykorzystuje unikalny dwukierunkowy cyfrowy czujnik przepływu, który jest stabilny i bardzo dokładny,
- Możliwość pomiaru w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu urządzenia,
- Wbudowana pamięć z możliwością zapisu badań pacjenta,
- Możliwość wyboru menu w języku: EN, FR, DE, IT, ES, PT, SL, NL,
- **Wyposażony w:**
 - Jednostkę mikrokomputerową z wyświetlaczem graficznym LCD 240 x 160 pikseli,
 - Klawiaturę do wprowadzania danych z przyciskami gumowymi,
 - Interfejs szeregowy RS232,
 - Drukarkę termiczną (szerokość papieru 110 mm.),
- **Urządzenie mierzy następujące parametry:**
 - FEV1.0, FVC, PEF, VC, FEV1%, F50, F25, MEF, I50, R50, PIF, MVV, FET,
- **W zestawie:**
 - Przetwornik z przewodem,
 - 3 szt. kartonowych ustników (ustniki śred. zew. 30 mm, wew. 27 mm, długość 65 mm),
 - Rolka papieru do drukarki,
 - Zasilacz MW117,
 - Przewód zasilający,
 - Kompaktowa walizka,
- Wymiary:
 - Jednostki mikroprocesorowej: 15 x 25,2 x 4 cm,
 - Walizki: 10,5 x 39,5 x 30 cm,
- Waga zestawu: 2,5 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

