



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół operacyjny MERIVAARA OP1650 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji fińskiej,
- **Stół operacyjny MERIVAARA OP1650** to prosty w obsłudze, manualny stół operacyjny przeznaczony dla wielu dziedzin chirurgii,
- **Nowa tapicerka (memory visco) z atestem medycznym w kolorze czarnym,**
- 4 - segmentowy,
- **Regulowany manualnie w wielu płaszczyznach:**
 - Wysokość w zakresie: 73 - 100 cm,
 - Kąt zagłówka w zakresie: od -45° do +25°,
 - Kąt oparcia w zakresie od -15° do +90°,
 - Przechył boczny: ±20°,
 - Pozycja Trendelenburga: 25°,
 - Pozycja anty-Trendelenburga: 18°,
 - Sekcja nóg w zakresie: od -90° do 0°
- Posiada:
 - Przezierność X-Ray,
 - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
- Podstawa wykonana ze stali nierdzewnej,
- Mobilny z hamulcem,
- **Możliwość wyposażenia stołu (za dopłatą) w dodatkowe akcesoria, przykładowe widoczne na ostatnich zdjęciach,**
- Wymiary:
 - Leża: 195 x 50 cm,
 - Podstawa: 62 x 106 cm,
- Maksymalny udźwig: 180 kg,
- Waga: 135 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesiący,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

