



Lampa bakteriobójcza BAKMED LB-301.1 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 85 VA,
- **Lampa bakteriobójcza LB-301.1** z jednym promiennikiem, charakteryzuje się bardzo dużą skutecznością działania. Stosowana jest wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka sterylność powietrza tj. w salach operacyjnych i przedoperacyjnych, gabinetach zabiegowych, również przy produkcji żywności, leków, surowic, szczepionek itp.,
- Najlepsze wyniki dezynfekcji pomieszczeń uzyskuje się przez napromieniowanie górnych warstw powietrza, ponieważ prądy powietrza powodują wymieszanie się czystego powietrza z górnej części z zanieczyszczonym powietrzem z dolnych poziomów, dając w ten sposób niskie stężenie bakterii na poziomie oddychania. Z praktyki wynika, iż jedna lampa o mocy 30W powinna przypadać na jedno pomieszczenie o objętości do 45 m³, a lampa o mocy 60W na pomieszczenie do 60 m³, jednak ze względu na różną odporność organizmów na promieniowanie UV, czas naświetlania pomieszczeń może być bardzo zróżnicowany. Praca lampy możliwa tylko podczas nieobecności człowieka.
- **Specyfikacja:**
 - Moc promiennika: 1 x 30W,
 - Trwałość promiennika: 8000 h,
 - Natężenie promieniowania z odległości 1m: 300 μW/cm²,
 - Rodzaj ochrony przed porażeniem elektrycznym: I,
 - Mocowanie lampy: ściana,
- Wymiary: 92 x 20 x 26 cm,
- Waga: 4,2 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowa do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

