



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat EKG SCHILLER CARDIOVIT AT-101 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez jeden nowy wbudowany akumulator 12 V / 1,3 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 28 VA,
- **Cardiovit AT-101** to 12-kanalowe urządzenie EKG służące do rejestracji, analizy i oceny zapisów EKG. Nagrania wykonane za pomocą AT-101 mogą być wykorzystywane jako pomoc diagnostyczna w zakresie czynności serca i chorób serca,
- Przeznaczony dla wszystkich pacjentów, bez względu na płeć czy wiek,
- **Charakterystyka urządzenia:**
 - Ekran LCD 76 x 57 mm o rozdzielczości 320 x 240 punktów, służący do podglądu wszystkich rejestrowanych kanałów EKG, oraz wyświetlania informacji o ustawieniach aparatu i danych pacjenta - **posiada drobne plamki nie zakłócające prawidłowej pracy aparatu,**
 - Możliwość wyboru menu w języku: EN, DE, FR, IT, SV, ES, PT, NL, HU,
 - Klawiatura na panelu sterowania w języku angielskim,
 - Jednoprzyciskowa automatyczna lub ręczna obsługa w czasie rzeczywistym,
 - Przyciski gumowane, czytelny panel sterowania,
 - Cyfrowe filtry do sieci, linii bazowej i drżenia mięśni,
 - Różne formaty zapisu,
 - Wykonywanie kopii badania przy różnych ustawieniach,
 - Dźwiękowe monitorowanie rytmu serca,
 - **Wbudowane:**
 - Drukarka termiczna o wysokiej rozdzielczości i szerokości papieru: 8 cm,
 - Gniazdo RS-232,
- **W zestawie:**
 - Fabrycznie nowy przewód EKG 10-odprowadzeniowy,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary ogólne: 19,5 x 29 x 8 cm,
- Waga zestawu: 3 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



