



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Pompa infuzyjna (objętościowa) B. BRAUN INFUSOMAT SPACE (Kat 10) (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V oraz poprzez jeden nowy wbudowany akumulator NiMH 4,8 V / 1,9 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Infusomat Space** to pompa infuzyjna do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków w celu okresowego podawania pozajelitowych i dojelitowych płynów klinicznie akceptowanymi drogami podania. Pompa umożliwi infuzję dożylną, dotętniczną, podskórną zewnątrzoponową i dojelitową,
- **Funkcje specjalne:**
  - Biblioteka leków przechowująca do 1200 nazw leków, w tym danych dotyczących leczenia oraz do 10 możliwych stężeń na lek.
  - Tryba Makro,
  - KVO
  - Funkcja infuzji dołączanej „Piggyback”
- **Specyfikacja:**
  - Prędkość przepływu: 1200 mL/h,
  - Czas infuzji: 1 s - 99h 59min,
  - Tryb gotowości Standby: 1 min - 24 h,
  - Dokładność podania bolusa:  $\pm 5 \%$ ,
  - Bolus: 1200 ml/h,
  - VTBI 99999 ml,
  - Kalkulacja prędkości podaży dawki,
- Zacisk anti - freeflow zabezpiecza przed swobodnym przepływem jest aktywowany natychmiast po otwarciu drzwiczek zapobiegając przedawkowaniu,
- Alarmy wizualne i akustyczne,
- Podświetlany wyświetlacz graficzny,
- Kąt widoczności ekranu: ok. 40° ze wszystkich stron,
- **Menu w języku angielskim,**
- Foliowana i podświetlana klawiatura,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,
- **Współpracuje z zestawami typu:**
  - Space Lines,
  - Space Lines Neutrapur,
- **W zestawie:**
  - Zasilacz sieciowy B.BRAUN,
  - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
- Wymiary: 12 x 21,5 x 7 cm,
- Waga zestawu: 1,5 kg,
- Kat 10,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowa do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

