



Pompa infuzyjna (strzykawkowa) B. BRAUN PERFUSOR SPACE (Kat 09) (Powystawowy (demo))

- Nowa (powystawowa),
- Stan techniczny: idealny,
- Stan wizualny: idealny,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2021 r.),
- Zasilanie: 230 V oraz poprzez wbudowany akumulator 1.8 Ah NiMH,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pobór mocy: 8 VA,
- **Perfusor Space** to strzykawkowa pompa infuzyjna do infuzji dożylnych, dotętnicznej i żywienia dojelitowego oraz transfuzji,
- **Specyfikacja:**
 - Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: ok. 8 godzin infuzji z prędkością 25 ml/h,
 - Prędkość przepływu: 0,01 - 200 ml/h,
 - Bolus: 1800 ml/h,
 - Preselekcja czasu: 00:01 - 99:59 godz.,
 - Prędkość dawkowania: 0 ... 99,999 przyrost o 0,001 jednostka (waga pacjenta) /minut lub /godzin lub /24 godziny,
 - Tryb gotowości Standby: 1 minuta ... 24 godziny, nazwa leku widoczna także w trybie gotowości,
 - Alarmy wizualne i akustyczne,
 - **Tryb utrzymania drożności żyły: KVO,**
- Foliowana i podświetlana klawiatura w języku angielskim,
- Podświetlany wyświetlacz graficzny, kąt widoczności ~40° ze wszystkich stron,
- **Menu urządzenia w języku: angielskim,**
- **Za dodatkową opłatą możliwość zmiany języka na:**
niemiecki, węgierski, szwedzki, portugalski, norweski, włoski, holenderski, francuski, fiński, hiszpański, duński, czeski, **polski**, rosyjski, turecki, bułgarski, grecki, indonezyjski, rumuński,
- **Pompa obsługuje strzykawki:**
 - B. Braun OPS 50, 20 ml,
 - B. Braun OMNIFIX 20, 30, 5, 3, 2 ml,
 - Monoject 50 EU, 20 EU, 6 EU, 3 EU ml,
 - Monoject 60 US, 20 US, 6 US, 3 US ml,
 - Terumo 3 US, 5, 20 US, 50 ml,
 - Codan 50/60, 20, 30/35, 5, 2 ml,
 - Polfa 50 ml,
 - Margomed 50 ml,
 - BD Precise 20 A/P ml,
 - Kabifill 50 ml,
 - BD Plastipak 50, 30, 20, 10, 5, 3 ml,
 - DB Luer Lock 5 A/P, 3A/P.
- **W zestawie:**
 - Fabrycznie nowy zasilacz,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Wymiary: 26,5 x 20,5 x 10 cm,
- Waga:
 - Pompy: 1,5 kg,
 - Kompletu: 1,8 kg,
- Kat 09,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowa do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka

