



## Aparat do elektroterapii SHREWSBURY SM3280 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji angielskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 50 VA,
- Aparat do elektroterapii **SHREWSBURY SM3280,**
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
  - 4 elektrody w rozm. 6 x 8 cm,
- Wymiary: 31 x 31 x 11 cm,
- Waga: 5 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

