



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Aparat KTG SONICAID FM830 ADAPT (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji angielskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 100 VA,
- **Kardiotokograf SONICAID serii FM800** to wysokiej jakości kardiotokograf przystosowany do monitorowania ciąży pojedynczej lub bliźniaczej z równoczesnym monitorowaniem parametrów matki. Dodatkowo aparat wyposażony jest w dwie analizy zapisu KTG (przedporodową Care i porodową Trnd),
- **Specyfikacja:**
  - Wbudowany wyświetlacz TFT Liquid Crystal Display 320 x 240,
  - Pamięć wewnętrzna,
  - Wbudowane alarmy,
  - Funkcja automatycznego wykrywania ruchów i określania aktywności ruchowej płodu,
  - Możliwość podłączenia do cyfrowych systemów centralnego monitorowania, telemetrii oraz zewnętrznego oprogramowania komputerowego,
  - Wbudowana drukarka termiczna,
  - Możliwość jednoczesnego monitorowania bliźniąt,
- **Możliwość wyboru menu w języku: EN, ES, IT, DK, FR, DE, NL**
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku angielskim,**
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Fabrycznie nowa głowica Toco,
  - Fabrycznie nowa głowica US,
  - Przewód NBIP + nowy mankiet (25-35 cm),
  - Fabrycznie nowy czujnik temperatury,
  - Skurczowy przycisk pacjenta,
  - Przewód zasilający,
- Wymiary: 37 x 39 x 20 cm,
- Waga: 10 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

