



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Ssak chirurgiczny OGARIT SO-5 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 120 VA,
- **OGARIT SO-5 Tornado** to ssak chirurgiczny przeznaczony do odsysania w polu operacyjnym. Znajduje zastosowanie na bloku operacyjnym, w gabinetach zabiegowych, szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR) i intensywnej opieki medycznej (OIOM). Charakteryzuje się dużą funkcjonalnością. Na szczególną uwagę zasługuje panel sterowania na wysokości bioder oraz dwie szyny instrumentalne. SO-5 Tornado posiada praktyczny układ pozwalający na sprawdzanie maksymalnej wartości podciśnienia. Po przyciśnięciu jednego przycisku można odczytać jaka wartość maksymalnego podciśnienia została ustawiona. Wartość tę można zmienić za pomocą regulatora w sposób płynny. Odsysana treść zbierana jest w pojemnik o pojemności dwóch litrów. Można zastosować kilka pojemników wtedy mogą one być łączone w dowolnej konfiguracji np. szeregowo dla uzyskania jak największej pojemności lub w sposób mieszany np. szeregowo-równoległy, by uzyskać możliwość pracy bez konieczności przerwy na opróżnianie butli lub wymianę wkładu jednorazowego. Solidna obudowa zapewnia wieloletnią eksploatację i ułatwia utrzymanie ssaka w czystości,
- **Najważniejsze cechy:**
  - Płynna regulacja maksymalnej wartości podciśnienia,
  - Czytelny wskaźnik aktualnej wartości podciśnienia,
  - Układ sprawdzania maksymalnej wartości podciśnienia,
  - Możliwość sterowania przełącznikiem nożnym,
  - Podstawa jezdna z możliwością blokady kółek,
  - Wygodny uchwyt do przenoszenia,
  - Praktyczny uchwyt przewodu zasilającego,
  - Dwie szyny instrumentalne,
  - Filtr antybakteryjny,
  - Możliwość podłączenia od 1 do 4 pojemników,
  - Cicha i ciągła praca,
- **Specyfikacja:**
  - Maksymalny przepływ powietrza 40 l/min,
  - Maksymalne podciśnienie: do 95kPa (+0%/-10%),
  - Zakres regulacji: (0+95) kPa,
- **W zestawie:**
  - Złącznik nożny,
  - Dren ssący o długości 200 cm,,
  - Słój przelewowy SEERES z wkładem o pojemności 2000 ml,
  - Przewód zasilający,
- Wymiary: 40 x 27 x 72 cm,
- Waga: 18 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

