



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



SSak chirurgiczny OGARIT SO-5 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 120 VA,
- **OGARIT SO-5 Tornado** to ssak chirurgiczny przeznaczony do odsysania w polu operacyjnym. Znajduje zastosowanie na bloku operacyjnym, w gabinetach zabiegowych, szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR) i intensywnej opieki medycznej (OIOM). Charakteryzuje się dużą funkcjonalnością. Na szczególną uwagę zasługuje panel sterowania na wysokości bioder oraz dwie szyny instrumentalne. SO-5 Tornado posiada praktyczny układ pozwalający na sprawdzanie maksymalnej wartości podciśnienia. Po przyciśnięciu jednego przycisku można odczytać jaka wartość maksymalnego podciśnienia została ustawiona. Wartość tę można zmienić za pomocą regulatora w sposób płynny. Odsysana treść zbierana jest w pojemnik o pojemności dwóch litrów. Można zastosować kilka pojemników wtedy mogą one być łączone w dowolnej konfiguracji np. szeregowo dla uzyskania jak największej pojemności lub w sposób mieszany np. szeregowo-równoległy, by uzyskać możliwość pracy bez konieczności przerwy na opróżnianie butli lub wymianę wkładu jednorazowego. Solidna obudowa zapewnia wieloletnią eksploatację i ułatwia utrzymanie ssaka w czystości,
- **Najważniejsze cechy:**
 - Płynna regulacja maksymalnej wartości podciśnienia,
 - Czytelny wskaźnik aktualnej wartości podciśnienia,
 - Układ sprawdzania maksymalnej wartości podciśnienia,
 - Możliwość sterowania przełącznikiem nożnym,
 - Podstawa jezdna z możliwością blokady kółek,
 - Wygodny uchwyt do przenoszenia,
 - Praktyczny uchwyt przewodu zasilającego,
 - Dwie szyny instrumentalne,
 - Filtr antybakteryjny,
 - Możliwość podłączenia od 1 do 4 pojemników,
 - Cicha i ciągła praca,
- **Specyfikacja:**
 - Maksymalny przepływ powietrza 40 l/min,
 - Maksymalne podciśnienie: do 95kPa (+0%/-10%),
 - Zakres regulacji: (0+95) kPa,
- **W zestawie:**
 - Załącznik nożny,
 - Dren ssący o długości 200 cm,,
 - Słój przelewowy SEERES z wkładem o pojemności 2000 ml,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 40 x 27 x 72 cm,
- Waga: 18 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

