



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Aparat EKG SECA CT8000P (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji włoskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez nowy wbudowany akumulator 12V / 2,3 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **SECA CT8000P** to wysokiej jakości interpretacyjne EKG z ekranem LCD i klawiaturą alfanumeryczną. Idealny do stosowania w klinikach i szpitalach z dużą liczbą pacjentów, którzy mogą polegać na w pełni funkcjonalnym EKG.
- **Specyfikacja:**
  - 12 - odprowadzeniowe,
  - Wyposażony w opcje EKG bez papieru w połączeniu z oprogramowaniem seca Passport ECG - kompatybilny z wiodącymi systemami EMR, emis, SystmOne, wizja, isoft i innymi,
  - Jednodotkowe automatyczne lub natychmiastowe działanie w czasie rzeczywistym,
  - Łatwy wybór śladu z 12 x 1, 6 x 2 lub popularnego 4 x 3 plus Rythm Strip jednostronicowy raport,
  - Posiada wysokiej jakości filtry cyfrowe dla wyraźnych śladów (sieć, linia podstawowa i drżenie mięśni),
  - Pamięć wewnętrzna (maks. 45 zapisów),
  - Wszystkie parametry, w tym filtry, można łatwo zaprogramować za pomocą menu ekranowego w celu wykonania EKG jednym dotknięciem,
  - Wyjście SVGA do podłączenia zewnętrznego monitora kolorowego,
  - Dedykowane jednodotkowe klawisze do przechowywania, drukowania i przesyłania,
  - Łatwy do załadowania podajnik papieru (220 stron A4),
- **Posiada normalne ślady użytkowania w tym 2 bardzo małe skazy na ekranie które nie mają większego wpływu na komfort obsługi urządzenia oraz odczyt wyników,**
- **Możliwość wyboru menu w języku: EN, DE, FR, US, IT, ES, PR, S, NL, HU, DK, FN, SE,**
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku EN, DE, FR, ES, PO (PDF),
  - 10 - odprowadzeniowy przewód EKG,
  - 10 x zacisk szczękowy,
  - 90 x elektrody jednorazowe,
  - Przewód zasilający,
  - Oryginalna torba transportowa,
- Wymiary: 33 x 38 x 8 cm,
- Waga: 6 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska):** Raty, Leasing, Pożyczka,

