



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Ciśnieniomierz cyfrowy WELCH ALLYN PROBP 2400 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 4 nowe wbudowane akumulatory AA 1,2V 2400 mAh,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **WELCH ALLYN PROBP 2400** to cyfrowe urządzenie do pomiaru ciśnienia krwi, które zapewnia szybkie, dokładne i niezawodne odczyty cyfrowe w przystępnej cenie. Idealny do podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznych placówek ambulatoryjnych, PROBP 2400 jest wyposażony w technologię uśredniania ciśnienia krwi, która zapewnia pełniejszy obraz podczas wykrywania i diagnozowania nadciśnienia,
- **Specyfikacja:**
  - Wykrywanie nieregularnego bicia serca dostarcza danych pomocnych w podejmowaniu decyzji dotyczących badań,
  - Szybkość deflacji kontrolowana mikroprocesorem zapewnia spójną technikę,
  - Tryb uśredniania trzech odczytów może dać szerszy obraz rzeczywistego ciśnienia krwi pacjenta,
  - Tryb ręczny pozwala urządzeniu ProBP 2400 służyć jako miernik cyfrowy, gdy wskazane jest osłuchiwanie,
  - Technologia akumulatorów litowo-jonowych zapewnia do 100 odczytów na jednym ładowaniu,
  - Dokładność BP +/- 3mmHg. Puls +/- 5%,
- Ciśnieniomierz zainstalowany na mobilnym stojaku z 5-ramienną podstawą jezdną z kółkami (wszystkie z hamulcem), koszyczek na kolumnie do wygodnego przechowywania mankietów i przewodów,
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Przewód NBIP + mankiety: 25-34 cm, 20-26 cm, 15-21 cm,
  - Zasilacz,
- Wymiary: 51 x 51 x 106 cm,
- Waga: 6 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

