



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Podnośnik pionizator pacjenta ERGOLET PALLAS 2000 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji duńskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12V 2.9 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Przeznaczony jest do umieszczania lub przemieszczania pacjenta z łóżka na wózek inwalidzki, z wózka na łóżko, krzesło lub do toalety. Pionizator mobilny Ergolet Pallas 2000 z napędem elektrycznym wyróżnia się zwartością i funkcjonalnością, pozwala zapewnić optymalną opiekę pacjentom z częściową utratą sprawności ruchowej, uwalniając opiekuna od stresu fizycznego. Prosty w zarządzaniu, bezpieczny i niezawodny w działaniu,
- Kompaktowe rozmiary i bezpieczne obciążenie robocze do 120 kg gwarantują, że pionizator sprosta potrzebom użytkowników w domu lub w placówkach medycznych i rehabilitacyjnych. zapewnia dostęp do dużych krzeseł, krzeseł z windą pomocniczą oraz wózków z napędem mechanicznym,
- Miękkie podparcie kolan ma regulowaną wysokość i kąt, co zapewnia idealne dopasowanie użytkownika,
- Zatrzymanie i opuszczanie awaryjne,
- Elektryczna regulacja wysokości ramienia w zakresie 66 – 168 cm,
- Dystans pomiędzy nogami regulowany manualnie w zakresie: 60 – 90 cm,
- Niska wysokość ramy wynosząca 12 cm powoduje, że z łatwością dociera on do niskich łóżek lub innych mebli,
- Wyposażony w 4 kółka z czego 2 z blokadą,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - 2 x pasy pionizatora,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 86 x 60-90 x 66-168 cm,
- Maksymalny udźwig: 120 kg,
- Waga: 55 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

