



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Sterylicator na suche powietrze IONTO-STERIL UL (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2015 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 690 W,
- **IONTO-STERIL UL** to sterylizator na gorące powietrze, jest w pełni bezpiecznym i trwałym urządzeniem. Spełnia wszelkie wymagania w zakresie urządzeń kompaktowych,
- Bezpieczeństwo gwarantuje funkcja automatycznego wyłączenia cyklu sterylizacji włącznie z wyłączeniem zasilania po zakończeniu cyklu,
- Urządzenie może być stosowane w weterynarii i medycynie,
- Sterylizacja sucha,
- Wymuszony obieg powietrza,
- Pojemność: 4,3 L,
- Płynna regulacja temperatury do max. 180° C,
- Posiada wyłącznik czasowy ustawiany w zakresie: 0 - 120 min,
- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, mocna konstrukcja i duża trwałość urządzenia,
- **W zestawie:**
  - 2 x tacka,
  - Uchwyt do tacki,
  - Przewód zasilający,
- Wymiary:
  - Ogólne: 31 x 41,5 x 26 cm,
  - Tacki: 18 x 28 cm x 2 cm,
- Waga: 14 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

