



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Ssak chirurgiczny MEDELA DOMINANT 50 (Rekondukcjonowany (używany))

- Rekondukcjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji szwajcarskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 150 W,
- **Dominant 50** to wysokiej jakości ssak chirurgiczny gwarantujący maksymalną wydajność ssania oraz cichą, niezawodną pracę,
- **Cechy produktu:**
  - Bezobsługowa pompa tłokowa niskoobrotowa,
  - Zastosowanie w procedurach wymagających szybkiego odsysania dużych ilości płynów,
  - Polecany głównie na sale operacyjne, do neurochirurgii, chirurgii plastycznej i ogólnej,
  - Technologia tłokowo - cylindryczna zapewnia osiągnięcie żądanego podciśnienia w kilka sekund oraz wysoką wydajność ssania,
  - Brak wibracji dzięki niskiej prędkości obrotowej,
  - Przystosowany do pracy ciągłej (24 h / dobę),
  - Długa żywotność urządzenia,
  - Płynna regulacja siły ssania,
  - Wbudowany manometr,
  - Membranowy regulator podciśnienia pozwala na precyzyjne ustawienie podciśnienia,
  - Umieszczony z boku pompy zestaw zabezpieczający zapobiega przelewaniu i zmniejsza ryzyko skażenia,
  - Podstawa jezdna posiada szynę do montażu stojów oraz akcesoriów,
  - Montaż na szynie za pomocą kości,
  - Możliwość zastosowania stojów o różnych pojemnościach,
  - Mobilny na 5-ramienną podstawie jezdnej z kółkami,
- **Specyfikacja:**
  - Wydajność: 50 L / min,
  - Płynna regulacja siły ssania: max. 90 kPa (675 mm Hg),
  - Czas uzyskiwania podciśnienia od 0 do 85 kPa na zbiorniku 2 L: 14 s,
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku: EN, DE, FR, IT, NL, SV, FI, NO, ES, PT (.PDF)
  - Stój autoklawowalny o pojemności 5 L firmy Elmaslar,
  - Wąż ssący o długości 150 cm,
  - Przewód zasilający,
- Wymiary:
  - Ssaka: 39 x 25 x 33 cm,
  - Ogólne: 48 x 48 x 108 cm,
- Waga: 24 kg,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

