



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Projektor optotypów (rzutnik) NIKON NP-3S (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 0.3 A,
- **Projektor optotypów (rzutnik) NIKON NP-3S,**
- Szybka zmiana optotypów pilotem zdalnego sterowania (30 optotypów),
- Odległość wyświetlania: 3-6 m,
- Maski: cała strona, linia pionowa, linia pozioma, pojedyncze znaki,
- Test czerwony/zielony,
- Żarówka halogenowa: 6V - 20W,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Ekran,
 - Uchwyt ścienny,
 - Pilot,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 19 x 33 x 21 cm,
- Waga: 8 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

