



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa polimeryzacyjna LED CURING LIGHT UNIT DB686 MOCHA (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Zasilanie poprzez nowy wbudowany akumulator DC 3,7 V 2200 mAh,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **DB-686 MOCHA** - to lampa bezprzewodowa o nowoczesnym wzornictwie,
 - Długość fali: 420 nm – 480 nm,
 - Moc światła: 1200 mW/cm²,
 - Moc diody: max. 8 W,
 - Dioda LED dużej mocy, czysto dentystyczne niebieskie światło,
 - Cyfrowy wyświetlacz LCD,
 - Wbudowany miękki start,
 - Regulowany czas pracy,
 - Wykrywanie niskiego poziomu naładowania baterii,
 - Długi czas czuwania,
 - Zabezpieczenie przed przegrzaniem,
 - Wykrywanie źródła światła,
- **W zestawie:**
 - Zasilacz sieciowy,
- Wymiary
 - Ogólne: 12,5 x 11,5 x 27,5 cm,
 - Kartonika: 19 x 24,3 x 9 cm,
- Waga zestawu: 2 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowa do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

