



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Mikrodermabrazja tlenowa - oxybrazja JETPEEL-3 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji izraelskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Za pomocą unikalnej nasadki z wbudowaną dyszą, **JETPEEL-3** wytwarza strumień gazu i cieczy, który oddziałuje na skórę. W miejscu kontaktu ze skórą, tworzy się odkształcenie w formie zagłębienia a na jego dnie wytwarza się erozja. W ten sposób otrzymujemy efekt peelingu. Ciśnienie statyczne i chłód wokół strumienia zapewniają efekt przeciwbólowy. Podczas wykonywania zabiegu pacjent odczuwa jedynie przyjemne owiewanie mocnym strumieniem chłodnego powietrza.
- **Mikrodermabrazja tlenowa:**
  - Umożliwia dokonanie peelingu o dowolnej głębokości na każdej skórze,
  - Nie powoduje skutków ubocznych i ostrych stanów zapalnych,
- **System jest stosowany:**
  - Przy złuszczeniu skóry w celu zmniejszenia zmarszczek powierzchniowych i głębokich,
  - Do korygowania blizn w połączeniu z innymi zabiegami kosmetycznymi,
  - Przy zmianach trądzikowych ("acne") i potrądzikowych ("postacne"),
  - Do peelingu powierzchniowego i głębokiego,
  - Do masażu w celu drenażu limfatycznego i liftingu miękkich tkanek twarzy i szyi,
  - Przy zabiegach na owłosionej części głowy,
  - Do miejscowego nawilżania skóry,
  - Do szybkiego i skutecznego oczyszczania skóry,
  - Do skutecznego wygładzania blizn oraz walki z cellulitem,
  - Do walki z rozstępami,
  - W rehabilitacji pooperacyjnej,
- **Menu w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
  - Załącznik nożny,
  - Nowa dysza zabiegowa + wężyk,
  - Nowy wąż O2,
  - Przewód zasilający,
  - Skrzynia transportowa,
  - **Brak reduktora - możliwość doposażenia za dodatkową opłatą,**
- Wymiary: 20 x 40 x 68 cm,
- Waga: 35 kg,
- Kat 01,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowa do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

