



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Video-cystofiberoskop/Cystoskop OLYMPUS CYF-V2 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- **Specyfikacja:**
 - Kierunek widzenia: podgląd do przodu,
 - Średnica zewnętrzna końcówki: 5,4 mm,
 - Średnica kanału roboczego: 2,2 mm,
 - Długość robocza: 380 mm,
 - Długość całkowita: 650 mm,
 - Głębokość ostrości: 3-50 mm,
 - Max. Kąt zgięcia końcówki endoskopu w górę i w dół: 210°/120°
 - Maksymalny kąt pola widzenia: 120°,
- **W zestawie:**
 - Walizka,
 - Zaworki,
 - Instrukcja obsługi w j. angielskim,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesiący,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

