



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Video-cystofiberoskop/Cystoskop OLYMPUS CYF-V2 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- **Specyfikacja:**
  - Kierunek widzenia: podgląd do przodu,
  - Średnica zewnętrzna końcówki: 5,4 mm,
  - Średnica kanału roboczego: 2,2 mm,
  - Długość robocza: 380 mm,
  - Długość całkowita: 650 mm,
  - Głębokość ostrości: 3-50 mm,
  - Max. Kąt zgięcia końcówki endoskopu w górę i w dół: 210°/120°
  - Maksymalny kąt pola widzenia: 120°,
- **W zestawie:**
  - Walizka,
  - Zaworki,
  - Instrukcja obsługi w j. angielskim,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesiący,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

