



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat anestezyjologiczny DATEX-OHMEDA AESPIRE S5 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: idealny,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A., (2013 r.),
- Zasilanie: 230 V, oraz poprzez jeden nowy akumulator 6v 4,5 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Posiada dwa porty na parowniki z systemem montażowym Selectatec (S-2000),**
 - Zasilany w gazy z centralnej instalacji: O₂, N₂O, AIR,
 - Płynna regulacja przepływu gazów - O₂, N₂O, AIR: 0.0 - 15 l/min (manometry),
 - Wbudowany układ oddechowy pacjenta ABS z czujnikiem tlenu,
 - Wbudowany moduł ssaka (VAC),
 - Płynna regulacja siły ssania,
 - Manometr,
 - Wbudowane alarmy oraz zawory niskiego i wysokiego ciśnienia,
- **Wyposażony w:**
 - **Respirator Smart-Vent 7100:**
 - P_{MAX} (V): 15 - 70 mbar,
 - VT: 5 - 1500 ml,
 - Częstość oddechów na minutę: 4 - 65,
 - Zakres objętości oddechowej: 45 - 1500 ml,
 - Tip/Ti: 0% - 50%,
 - Współczynnik wdechu/wydechu: 2:1 - 1:6,
 - PEEP: 4 - 30 cmH₂O,
 - P_{insp} (P): 5 - 65 cmH₂O,
 - Insp Flow: 10 - 75 l/min,
 - PPS (SIMV/PS) - wsparcie ciśnieniowe: 3 - 20 cmH₂O,
 - Wyświetlacz funkcji respiratora umieszczony na ruchomym ramieniu (czytelny i łatwy w obsłudze),
 - **Możliwość wyboru menu w języku: PL, IT, FR, ES, EN, DE, NO, TR, ZH, JA, RU, GR, CS, MG, NL,**
 - Posiada dwa tryby wentylacji:
 - Objętościowo zmienny,
 - Ciśnieniowo zmienny,
 - **Monitor pacjenta / kardiomonitor GE DATEX-OHMEDA F-CM1:**
 - Zasilanie: 230 V, oraz poprzez dwa nowe akumulatory 3600 mAh 12 V,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - Pobór mocy: 140 VA,
 - Kolorowy wyświetlacz TFT LCD o przekątnej: 12,1",
 - **Możliwość wyboru menu w języku: EN, NL,**
 - Duże wykresy i cyfry ułatwiają oglądanie z dużej odległości pod różnymi kątami widzenia,
 - Podstawowa hemodynamika i pełne pomiary gazu w drogach oddechowych,
 - Można wyświetlić do 8 wykresów i 4 pola cyfr numerycznych,
 - 24-godzinne trendy graficzne i numeryczne mogą być wyświetlane i wykorzystywane do uzyskiwania dostępu do danych historycznych,
 - Priorytetowe i regulowane alarmy oznaczone kolorami, którymi można zarządzać z poziomu monitora,
 - Intuicyjny, łatwy w użyciu interfejs S/5 przeznaczony do procesu opieki anestezyjologicznej,
 - **Moduł pomiaru gazów anestetycznych GE E-CAIOV-00 z pułapką wodną D-FEND, wyposażony w przewody odprowadzeniowe pacjenta:**
 - EKG/RESP - Przewód 3 - odprowadzeniowy,
 - SPO₂ - Czujnik klipsowy,
 - NIBP - Mankiet + przewód powietrzny,
 - T1 i T2 - Gniazdo złącza temperatury, brak czujnika w zestawie (**możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
 - P1 i P2 - gniazda inwazyjnego pomiaru ciśnienia, brak przetwornika w **zestawie** (**możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
 - Pasek oświetleniowy diod LED zapewnia dwa poziomy oświetlenia powierzchni roboczej,
 - Dwie duże szuflady o wymiarach: 26 x 32 x 19 cm,
 - Listwa do mocowania dodatkowego osprzętu
- Aparat mobilny na kółkach, w tym dwa z hamulcami,
- **W zestawie:**
 - Fabrycznie nowe węże zasilające w gazy z końcówkami do wyboru przez klienta (AGA lub DIN),
 - Fabrycznie nowy układ oddechowy pacjenta,
 - Fabrycznie nowa linia próbkująca do pomiaru gazów,
 - Instrukcja obsługi aparatu i kardiomonitora w języku angielskim,
- Wymiary ogólne: 90 x 90 x 174 cm,
- Waga zestawu: 138 kg,
- Kat 02,
- **W cenę aparatu wliczony dowóz, montaż sprzętu oraz szkolenie - rynek krajowy (Polska),**
- **Na rynku krajowym (Polska) w przypadku instalacji urządzenia w terminie 30 dni od daty dostarczenia sprzętu, instalacja i szkolenie są darmowe, po przekroczeniu tego terminu te usługi będą płatne,**
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA

