



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor pacjenta/kardiomonitor GE DASH 5000 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez dwa wbudowane akumulatory Li - Ion 11.1 V 3,6 Ah (**brak w zestawie, możliwość doposażenia w nowe za dodatkową opłatą**),
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 12,1" i rozdzielczości: 800 x 600 dpi, zapewnia wygodne oglądanie z dużej odległości,
- Obsługa za pomocą pokrętki nawigacyjnego TRIM KNOB ułatwia wprowadzanie informacji i nawigację po ekranie,
- Łatwy w użyciu interfejs,
- **Niestandardowe opcje wyświetlania umożliwiają:**
 - Przeglądanie, oraz analizę danych w formacie graficznym i liczbowym,
 - Zestawianie pomiarów i trendów w czasie rzeczywistym,
 - Dowolną konfigurację każdego elementu ekranu - od krzywych po nazwy parametrów,
- **Możliwość wyboru menu w języku: PL, EN, FR, IT, SP, DE, NL, SV, DA, HU, NOV, PT, RU, CS, JP,**
- Klawiatura na panelu sterowania w języku angielskim,
- W pełni elastyczne ustawienia alarmu umożliwiają spersonalizowane monitorowanie,
- Jasne światło alarmowe przy łóżku pomaga natychmiast zlokalizować pacjenta w sytuacjach krytycznych,
- Zarówno opcje pomiaru podstawowego, jak i bocznego strumienia CO₂ o niskim przepływie w zastosowaniach od noworodków po dorosłych pacjentów,
- Wiele rozwiązań montażowych i szeroka gama akcesoriów zapewnia łatwą i elastyczną konfigurację miejsca pracy,
- Lekka, trwała i ergonomiczna konstrukcja, zoptymalizowany pod kątem wymagającego transportu,
- **Posiada:**
 - Wygodny uchwyt ułatwiający przenoszenie,
 - Kolorowe złącza pacjenta,
 - Gniazda:
 - Defib Sync,
 - LAN,
 - Aux,
- **Wyposażony w następujące moduły i okablowanie:**
 - EKG - Przewód 10 - odprowadzeniowy,
 - SPO₂ - Czujnik klipsowy z przedłużką,
 - NBP - Fabrycznie nowy mankiet + podwójny przewód powietrzny,
 - P1/3 i P1/4- brak linii pomiarowej w zestawie (**możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
 - TEMP/DC - Brak czujnika w zestawie (**możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
- W zestawie:
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 22,5 x 31,5 x 30 cm,
- Waga zestawu: 7,5 kg,
- Kat 08,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

