



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Parownik środków wziewnych DATEX-OHMEDA TEC 850 (Izofluran Isoflurane) (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A, (2019 r.),
- Przeznaczony do podawania środka znieczulającego izofluranu, łączy w sobie znaczną wydajność, wygodę i korzyści ergonomiczne z ważnymi funkcjami bezpieczeństwa które pomagają poprawić dostarczanie środka i niezawodność przy jednoczesnym obniżeniu ogólnych kosztów operacyjnych.
- **Główne cechy:**
  - Do zastosowań anestezyjologicznych - aplikacja izofluranu,
  - Precyzyjne podawanie zgodnie z kontrolerem stężenia w całym zakresie przepływu klinicznego.
  - Łatwy w użyciu regulator stężenia i precyzyjna podziałka zapewniają precyzyjną kontrolę aplikacji środka znieczulającego,
  - Zoptymalizowana konstrukcja zapewniająca stałą i niezawodną pracę przez cały okres eksploatacji produktu,
  - Parownik TEC 850 obsługuje kilka popularnych systemów adapterów wtykowych
  - Ulepszona ergonomia i nowoczesny design jako idealne uzupełnienie systemów anestezyjologicznych GE Healthcare,
- **W danym parowniku zastosowano mocowanie Selectatec (S - 2000),**
- **Typ wlewu: Easy Fill,**
- Wymiary: 11,5 x 22 x 26 cm,
- Waga: 7 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

