



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Defibrylator MEDTRONIC BIPHASIC LIFEPAK 12 (Kat. 71) (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 12 V oraz poprzez dwa wymienne akumulatory 12V 1,2 Ah, **(jeden w zestawie, możliwość doposażenia w drugi za dodatkową opłatą),**
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 180 W,
- **Lifepak 12** jest dwufazowym defibrylatorem karetkowym,
- Posiada wyświetlacz o przekątnej 8,1",
- **Możliwość wyboru menu w języku: PL, EN, FR, DE, ES, SV, IT, FI, NL, PT, DA, NO,**
- Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,
- Wbudowana drukarka na papier o szerokości: 11 cm,
- Wyposażony w uchwyt do przenoszenia,
- **Funkcje:**
  - SYNC - Synchronizacja - Kardiowersja,
  - ADVISORY - INFO (doradztwo) - Uruchamia system ciągłego nadzoru pacjenta (CPSS),
  - ANALYZE - ANALIZUJ - Włącza system doradczy SAS (Shock Advisory System),
  - PACER - Stymulator - Uruchamia funkcję stymulacji,
- **Wyposażony w następujące moduły z okablowaniem i czujnikami:**
  - EKG - Przewód 5 - odprowadzeniowy,
  - SPO<sub>2</sub> - Czujnik silikonowy,
- **W zestawie:**
  - Fabrycznie nowe łyżki twarde,
  - Ładowarka Medtronic - zasilana 230 V,
  - Przewód zasilający do ładowarki,
  - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
- **Za dodatkową opłatą możliwość doposażenia defibrylatora w:**
  - Zewnętrzną ładowarkę firmy AD Elektronik widoczną na ostatnim zdjęciu,
  - Dodatkowy akumulator,
  - Przewód terapeutyczny QUICK COMBO,
- Wymiary ogólne: 22 x 39 x 37,5 cm,
- Waga zestawu: 10 kg,
- Kat. 71,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

