



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Podgrzewacz do krwi TRANSMED SAHARA III MAXITHERM (Rekondukcjonowany (używany))

- Rekondukcjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **SAHARA III** urządzenie do rozmrażania i podgrzewania 6 składników krwi i osocza zapakowanych w plastikowe torby z płytą mieszającą,
- **Funkcja 37 0 °C:**
 - Ogrzewa się w stałej temperaturze otoczenia 37°C,
 - Ogrzewanie różnych składników krwi,
 - Podgrzewane torby o różnych objętościach napełniania,
- **Cechy:**
 - Bezpieczny sposób rozmrażania i podgrzewania,
 - Nie ma ryzyka skażenia patogenami zakaźnej wody często spotykane podczas korzystania z kąpeli wodnej jako urządzenie rozmrażania,
 - Aktywna powierzchnia susząca plastikowe torby zapewnia higienicznych warunków środowiska otaczającego torebki krwi,
 - Temperatura ogrzewanej płytki a otaczającym powietrzem jest stale monitorowana w celu uniknięcia przekroczenia maksymalnej temperatury 37°C składników krwi,
 - Znormalizowany sposób rozmrażania i podgrzewania,
 - Powolna reakcja na klawiszy zapobiega niezamierzonemu rozmrażania stopu i proces grzania,
- **Moduł MAXITHERM:**
 - Podwaja ładowność SAHARA-III do 6 toreb na krew,
- **Mieszanie składników krwi w workach:**
 - Łagodne mieszanie w celu uzyskania jednorodnej temperatury wewnątrz worka i zapobieżenia uszkodzenia krwinek,
- **Wbudowany system testowy:**
 - Sprawdzanie funkcji instrumentu,
 - Kalibracji czujników temperaturowych,
 - Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń pomiarowych,
- Złącze R232,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku angielskim,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 33 x 50 x 33 cm,
- Waga: 14 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA

