



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Stół diagnostyczno-zabiegowy ELEMENT 1 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Stacjonarne stoły rehabilitacyjne ELEMENT 01 charakteryzują się obudową z tworzywa ABS, która nadaje im nowoczesny wygląd i zapewnia łatwe utrzymanie w czystości,
- W standardzie występuje dwuczęściowe leże z regulowanym podglówkiem i częścią stałą, wykonane ze sklejki,
- **W zagłówniku może być wykonany bezszwowy otwór na twarz z zatyczką (za dodatkową opłatą),**
- Regulacja wysokości stołu odbywa się za pomocą siłownika elektrycznego, a regulacja podglówka ręcznie za pomocą sprężyny gazowej,
- Stół posiada stabilną podstawę i w pełni łożyskowane mechanizmy regulacji,
- Istnieje nieodpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze, z wyjątkiem kolorów „PRESTIGE” które są dostępne za dopłatą,
- Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):
  - Ręcznie regulowane podłokietniki,
  - Opuszczane półki boczne,
  - Wieszak na podkład,
  - System kółek jezdnych,
  - Pilot nożny,
  - Sterowanie z ramy,
- Parametry techniczne:
  - Długość 200 cm,
  - Szerokość 65/70/80 cm,
  - Wysokość: 48 - 100 cm,
  - Regulacja kąta podglówka: -75° do 40°,
  - Masa własna 88 kg,
  - Maksymalne obciążenie 160 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja na konstrukcję 24 miesiące,
- Gwarancja na akcesoria hydrauliczne i elektryczne 12 miesięcy,

