



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół diagnostyczno-zabiegowy ELEMENT 4 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Stacjonarne stoły rehabilitacyjne ELEMENT 04 charakteryzują się obudową z tworzywa ABS, która nadaje im nowoczesny wygląd i zapewnia łatwe utrzymanie w czystości,
- W standardzie występuje trzyczęściowe leże z regulowanym podgłówkiem i regulacją blatu do pozycji Pivota i fotela, wykonane ze sklejki,
- **W zagłówku może być wykonany bezszwowy otwór na twarz z zatyczką (za dodatkową opłatą),**
- Regulacja wysokości stołu oraz leża do pozycji Pivota i fotela odbywa się za pomocą siłownika elektrycznego,
- Stół posiada stabilną podstawę i w pełni łożyskowane mechanizmy regulacji,
- Istnieje nieodpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze, z wyjątkiem kolorów „PRESTIGE” które są dostępne za dopłatą,
- Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):
 - Ręcznie regulowane podłokietniki,
 - Opuszczane półki boczne,
 - Wieszak na podkład,
 - System kółek jezdnych,
 - Pilot nożny,
 - Sterowanie z ramy,
- Parametry techniczne:
 - Długość 200 cm,
 - Szerokość 65/70/80 cm,
 - Wysokość: 48 - 100 cm,
 - Regulacja kąta podgłówka: -70° do 40°,
 - Regulacja kąta oparcia: 0° do 85°,
 - Regulacja kąta łamania blatu: 0° do 30°,
 - Masa własna 98 kg,
 - Maksymalne obciążenie 160 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja na konstrukcję 24 miesiące,
- Gwarancja na akcesoria hydrauliczne i elektryczne 12 miesięcy,

