



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół diagnostyczno-zabiegowy ELEMENT CH (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Stacjonarne stoły rehabilitacyjne ELEMENT 06 charakteryzują się obudową z tworzywa ABS, która nadaje im nowoczesny wygląd i zapewnia łatwe utrzymanie w czystości,
- W standardzie występuje sześcioczęciowe leże, wykonane ze sklejki,
- **W zagłówku może być wykonany bezszwowy otwór na twarz z zatyczką (za dodatkową opłatą),**
- Regulacja wysokości stołu odbywa się za pomocą siłownika elektrycznego,
- Zaletą stołu jest możliwość unoszenia za pomocą sprężyn gazowych, osobno lub razem części lędźwiowej i części piersiowej,
- Ważną funkcją w oferowanym modelu jest szeroki zakres regulacji podglówka,
- Nowoczesne rozwiązanie regulacji położenia do góry i dołu z ustawieniem kąta pochylenia, pozwala na wygodne ułożenie pacjenta,
- Stół posiada stabilną podstawę i w pełni łożyskowane mechanizmy regulacji,
- Istnieje nieodpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze, z wyjątkiem kolorów „PRESTIGE” które są dostępne za dopłatą,
- Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):
 - Ręcznie regulowane podłokietniki,
 - Wieszak na podkład,
 - System kółek jezdnych,
 - Pilot nożny,
 - Sterowanie z ramy,
- Parametry techniczne:
 - Długość 195 cm,
 - Szerokość 65/70 cm,
 - Wysokość: 48 - 100 cm,
 - Regulacja kąta podglówka: -30° do 30°,
 - Regulacja wysokości podglówka: 26 cm,
 - Rozchylenie podglówka: od 6 do 12 cm,
 - Regulacja kąta oparcia: 0° do 15°,
 - Regulacja kąta części środkowej: 0° do 25°,
 - Masa własna 90 kg,
 - Maksymalne obciążenie 150 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja na konstrukcję 24 miesiące,
- Gwarancja na akcesoria hydrauliczne i elektryczne 12 miesięcy,

