



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Bronchofiberoskop intubacyjny PENTAX FI-16RBS ze źródłem światła (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Pentax FI-16RBS jest bezprzewodowym, ultrakompaktowym bronchofiberoskopem intubacyjnym idealnym do stosowania w nagłych wypadkach,
- Zapewnia maksymalny komfort pracy,
- Odchylenie końcówki ułatwia orientację i pozycjonowanie rurek dotchawiczych,
- Ergonomiczny, lekki korpus zapewnia łatwe sterowanie i wydajność pracy,
- Wyposażony w mechanizm CSV (Closed Suction Valve) umożliwiający dokładne odsysanie,
- Jasny i wyraźny obraz o wysokiej rozdzielczości zapewnia doskonałą obserwację,
- Możliwość podłączenia do konwencjonalnego źródła światła,
- Bronchofiberoskop wyposażony w bezprzewodowe źródło światła PENTAX Model BS-LL1:
 - Kompaktowe źródło światła LED 25mW dla przenośnych fiberoskopów,
 - Możliwość pełnego zanurzenia w celu dezynfekcji,
 - Posiada akumulator o wydłużonej żywotności,
 - Umożliwia długotrwałe użytkowanie dzięki trwałej diodzie LED,
- Specyfikacja:
 - System optyczny:
 - Pole widzenia: 95°,
 - Głębina ostrości: 3 - 50 mm,
 - Sonda endoskopowa:
 - Średnica zewnętrzna końcówki sondy endoskopowej: 5,1 mm,
 - Średnica zewnętrzna przewodu sondy endoskopowej: 5,2 mm,
 - Długość robocza: 600 mm,
 - Kanał biopsyjny:
 - Średnica wewnętrzna kanału: 2,55 mm,
 - Końcówka zginana w zakresie:
 - 160° w górę,
 - 130° w dół,
- W zestawie:
 - Bezprzewodowe źródło światła PENTAX Model BS-LL1,
 - Adapter Led Test służący do sprawdzenia żywotności baterii,
 - Korek odpowietrzający PENTAX Model ETO-CAP OF-C5,
 - Nasadka do czyszczenia kanałów ssących PENTAX Model OF-B155,
 - Olej silikonowy PENTAX OF-Z11,
 - Szczoteczka jednostronna PENTAX Model CS-C3S,
 - Kluczyk,
- Wymiary walizki: 91,5 x 32,5 x 11 cm,
- Waga zestawu: 4 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

OPIS I ZDJĘCIA POGŁĄDOWE URZĄDZENIA

