



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Ssak chirurgiczny YDX-100M-35A (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 150 W,
- **Ssak chirurgiczny YDX-100M** wyposażony jest w słój o pojemności 2l z wkładami jednorazowymi. Bezolejowa, niskoobrotowa pompa tłokowa (do 90 obr./min.) gwarantuje stabilną, cichą, bezobsługową pracę – możliwość pracy ciągłej (24h/dobę, brak możliwości przegrzania pompy ssącej). Pompa odporna na zanieczyszczenia, posiada wielostopniowe, automatyczne zabezpieczenie przeciw przelewowe (zawór odcinający w pokrywie zbiornika zabezpieczającego pompę 0,25l). Podstawa jezdna mobilna wyposażona w 4 antystatyczne kółka w tym 2 z hamulcem. Wyposażony w szynę umożliwiającą montowanie uchwytów.
- Maksymalne podciśnienie: 75 ~ 675 mmHg (10 ~ 90kPa),
- Przepływ / wydajność (w zakresie pracy ze zbiornikami na wydzielinę): 35l,
- Poziom hałasu: ≤ 42dB,
- **W zestawie:**
  - Słój przelewowy SEERES z wkładem jednorazowym o pojemności 2000 ml,
  - Nowy słój Medela 250 ml,
  - Dren ssący o długości 1,8 m,
  - Załącznik nożny,
  - Kość do montażu słoja,
  - Przewód zasilający,
- Wymiary: 49 x 49 x 100 cm,
- Waga: 21 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiące na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

