



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Negatoskop NGP 31 WS (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Negatoskop NGP-31 WS do wbudowania w ścianę, to urządzenie bardzo funkcjonalne i wytrzymałe na uszkodzenia,
- Emituje światło dzienne, całkowicie przyjazne dla oczu radiologa,
- Jednolity, równomiernie podświetlony ekran umożliwi trafne rozpoznanie choroby pacjenta dzięki wyraźnym kontrastom,
- **Zalety stosowania negatoskopu NGP 31 WS:**
 - Mogą być używane zarówno w salach operacyjnych, jak i zabiegowych,
 - Jest produktem całkowicie łatwym do dezynfekcji, uszczelnionym,
 - Wykonany z blachy kwasoodpornej,
 - Posiadają wszelkie wymagane certyfikaty,
- **Dane techniczne:**
 - Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
 - Pobór mocy: 180 VA,
 - Luminancja ekranu: 6000 cd/m² ±15%,
 - Regulacja luminancji: TAK, płynna 10-100%,
 - Wymiary ekranu: 108 x 43 cm,
 - Ilość klatek: 3,
 - Klasa ochronności: I,
 - Wymiary wnęki: 1155x 545 x 50 mm,
 - Wymiary: 1190 x 580 x 74 mm,
 - Źródło światła: panel LED
 - Masa: 14,0 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

