



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Negatoskop NGP 41 WS (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Negatoskop NGP-41 WS do wbudowania w ścianę, to urządzenie bardzo funkcjonalne i wytrzymałe na uszkodzenia,
- Emituje światło dzienne, całkowicie przyjazne dla oczu radiologa,
- Jednolity, równomiernie podświetlony ekran umożliwi trafne rozpoznanie choroby pacjenta dzięki wyraźnym kontrastom,
- **Zalety stosowania negatoskopu NGP 41 WS:**
  - Mogą być używane zarówno w salach operacyjnych, jak i zabiegowych,
  - Jest produktem całkowicie łatwym do dezynfekcji, uszczelnionym,
  - Wykonany z blachy kwasoodpornej,
  - Posiadają wszelkie wymagane certyfikaty,
- **Dane techniczne:**
  - Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
  - Pobór mocy: 250 VA,
  - Luminancja ekranu: 6000 cd/m<sup>2</sup> ±15%,
  - Regulacja luminancji: TAK, płynna 10-100%,
  - Wymiary ekranu: 144 x 43 cm,
  - Ilość klatek: 4,
  - Klasa ochronności: I,
  - Wymiary wnęki: 1515x 545 x 50 mm,
  - Wymiary: 1550 x 580 x 74 mm,
  - Źródło światła: panel LED
  - Masa: 18,0 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

