



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Unit laryngologiczny ENTERMED ERGOMED 600 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji holenderskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 2300 VA,
- W unieci **ENTERMED ERGOMED 600** zastosowano najwyższej jakości materiały, między innymi drewnianą obudowę segmentu oraz blat wykonany z luksusowego marmuru MARLAN. Dzięki temu urządzenie posiada elegancką stylistykę i jest bardzo wydajne. Budowa unitu jest modułowa. Składa się z dwóch segmentów stojących oraz dwóch segmentów wiszących szafek ściennych.
- **Segment I:**
 - Foliowany panel sterowania,
 - Dwu poziomowy blat,
 - Dwie wysuwane półki na prowadnicach usytuowane pod górnym blatem, możliwość konfigurowania aluminiowych tacek według własnego uznania,
 - Szuflada jest dwu kondygnacyjna z przegrodami, możliwość konfigurowania przegród według uznania oraz stojak na wzierniki,
 - 2 szuflady z otworem na zużyte narzędzia i pojemnikiem na odpady,
 - Podgrzewacz lusterek z automatycznym wyłączaniem po 3 sekundach,
 - Podgrzewacz optyki sztywnej,
 - Zintegrowane halogenowe źródło światła automatycznie załączanego przez podniesienie światłowodu
 - Mała umywalka uruchamiana poprzez panel sterowania,
 - Ślinociąg - system ssania ze słojem na wkłady jednorazowe o pojemności 1,5l (Baxter).
 - Posiada 2 gniazda zasilania do podłączenia dodatkowego osprzętu,
 - Gabaryt segmentu : 144 x 80cm odległość blatu od podłogi 94 cm,
- **Segment II :**
 - Część sanitarna z umywalką,
 - Dwu poziomowy blat,
 - Umywalka o średnicy 38 cm i głębokości 14 cm z baterią do wody,
 - Wysuwana półka na prowadnicach usytuowana pod górnym blatem, możliwość konfigurowania aluminiowych tacek według własnego uznania,
 - Szafka z drzwiami uchylnymi z zamontowanym metalowym koszem o wymiarach : 24 x 33 cm i głębokości 40 cm,
 - Posiada cztery szuflady o wymiarach:
 - 19 x 46 cm i głębokości 7 cm (3 szt).
 - 19 x 46 cm i głębokości 18,5 cm,
 - Niezależne źródło światła Entermed HL-150 z płynną regulacją natężenia światła,
 - Możliwość podłączenia lampy czołowej automatycznie załączanej przez podniesienie lampy (brak lampy w zestawie),
 - Gabaryt segmentu : 123 x 55,5 cm odległość blatu od podłogi 94 cm,
- **Segment III wiszący**(z oryginalnym otworem na monitor lub dodatkowy osprzęt):
 - Możliwość zmiany panelu drzwiczek z otworem (tam gdzie teraz jest monitor, na drzwiczki z zawiasami (za dodatkową opłatą),
 - Monitor może być zamontowany na stałym maszcie lub na stałym maszcie z ruchomym ramieniem wychodzącym z blatu (za dodatkowa opłatą)
 - Od spodu usytuowana jest półka na dodatkowe źródło światła z załącznikiem,
 - Podświetlanie pod szafką (dwie lampy z żarówkami firmy OSRAM Linestra 230V 35W)
 - Segment posiada dwie szafki z półkami (możliwość regulacji wysokości półek)
 - Wymiary komory szafek : 33 x 56 cm i głębokości 32 cm,
 - Gabaryt segmentu : 130,5 x 57 x 67,5 cm,
- **Segment IV wiszący z negatoskopem:**
 - Negatoskop firmy ENTERMED:
 - Produkcji holenderskiej,
 - Zasilanie 230V,
 - Wyposażony w sześć świetlówek o mocy 15 W każda,
 - Posiada szafkę z półką o wymiarach komory 28 x 56 cm i głębokości 32 cm (możliwość regulacji wysokości półki),
 - Podświetlanie pod szafką (dwie lampy z żarówkami firmy OSRAM Linestra 230V 35W),
 - Gabaryt segmentu: 123 x 37,5 x 67,5 cm,
- **Istnieje możliwość doposażenia unitu za dodatkową opłatą w:**
 - Procesor kamery,
 - Głowę kamery,
 - Endoskop,
 - Monitor medyczny,
 - Lampę czołową,
 - Mikroskop operacyjny,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

