



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Lipoliza laserowa LUTRONIC ACCUSCULPT II (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji koreańskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 3000 VA,
- Urządzenie laserowe firmy **Lutronic ACCUSCULPT II** jest urządzeniem medycznym z certyfikatem CE i FDA przeznaczonym do usuwania tkanki tłuszczowej (lipolizy laserowej), wyposażony jest w światłowód o średnicy 0,6 mm, który wprowadza wiązkę pod powierzchnię skóry. Światłowód prowadzony jest zazwyczaj wewnątrz kaniuli o średnicy 1,1 mm.
- **Specyfikacja:**
  - Typ lasera: impulsywny Nd:YAG,
  - Długość fali: 1444 nm,
  - Klasa lasera: laser medyczny klasy IV,
  - Certyfikaty: CE, FDA,
  - Energia ładunku impulsu regulowana: od 10 do 240 mJ,
  - Częstotliwość impulsów: 5 - 50 Hz,
  - Max. moc lasera: 12 W,
  - Prowadzenia wiązki laserowej światłowód kwarcowy: 600 um,
  - Laser pilotujący laser diodowy: 635 nm; 5 mW,
  - Pamięć - 8 programów,
- **Menu w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
  - Adapter sieciowy - schuko,
  - Załącznik nożny
  - Głowica + kaniule,
  - 2 wężyki + lejek,
  - Kluczyk,
- Wymiary: 95 x 45 x 65 cm,
- Waga: 51 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

