



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lipoliza laserowa LUTRONIC ACCUSCULPT II (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji koreańskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 3000 VA,
- Urządzenie laserowe firmy **Lutronic ACCUSCULPT II** jest urządzeniem medycznym z certyfikatem CE i FDA przeznaczonym do usuwania tkanki tłuszczowej (lipolizy laserowej), wyposażony jest w światłowód o średnicy 0,6 mm, który wprowadza wiązkę pod powierzchnię skóry. Światłowód prowadzony jest zazwyczaj wewnątrz kaniuli o średnicy 1,1 mm.
- **Specyfikacja:**
 - Typ lasera: impulsywny Nd:YAG,
 - Długość fali: 1444 nm,
 - Klasa lasera: laser medyczny klasy IV,
 - Certyfikaty: CE, FDA,
 - Energia ładunku impulsu regulowana: od 10 do 240 mj,
 - Częstotliwość impulsów: 5 - 50 Hz,
 - Max. moc lasera: 12 W,
 - Prowadzenia wiązki laserowej światłowód kwarcowy: 600 um,
 - Laser pilotujący laser diodowy: 635 nm; 5 mW,
 - Pamięć - 8 programów,
- **Menu w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Adapter sieciowy - schuko,
 - Załącznik nożny
 - Głowica + kaniule,
 - 2 wężyki + lejek,
 - Kluczyk,
- Wymiary: 95 x 45 x 65 cm,
- Waga: 51 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

