



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Stepper MONTANA KETTLER (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2017 r.),
- Zasilanie poprzez 2 akumulatory/baterie typu AA,
- **Stepper Montana** marki **Kettler** sprawdzi się zarówno w przypadku amatorskich treningów, jak i intensywnych ćwiczeń osób nieco bardziej zaawansowanych pod względem treningów. Urządzenie posiada regulację obciążenia opartą na 12 poziomach,
- **Funkcje komputera treningowego:**
  - Pomiar czasu,
  - Pomiar ilości stopni pokonanych w jednostce treningowej,
  - Pomiar tempa,
  - Pomiar całkowitej wysokości,
  - Pomiar temperatury w pomieszczeniu,
  - Zużycie energii/pomiar tętna,
  - Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności,
- **Menu w języku: angielskim,**
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: niemieckim,**
- **W zestawie:**
  - Klips do pomiaru tętna Kettler Cardio,
- Wymiary: 95 x 80 x 155 cm,
- Maksymalny udźwig: 110 kg,
- Waga: 30 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

