



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Stół operacyjny MAQUET ALPHACLASSIC 1118 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie 230 V lub akumulatorowe poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12V, 7,2 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 400 VA,
- **Tapicerka (memory visco) z atestem medycznym w kolorze czarnym (możliwość wymiany tapicerki na nową za dodatkową opłatą),**
- **MAQUET Alphaclassic 1118** to wygodny, mobilny stół operacyjny przeznaczony dla wszystkich specjalizacji chirurgicznych,
- 5 - segmentowy,
- **Regulowany elektrycznie za pomocą załącznika nożnego w podstawie stołu:**
  - Wysokości w zakresie: 66 -102 cm,
  - Pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie: 25°,
  - Przechyłu boczego w zakresie: 15°,
- **Manualna regulacja przy pomocy sprężyn gazowych:**
  - Kąta zagłówka w zakresie: od -30° do +50°,
  - Kąta oparcia w zakresie: od -50° do +60°,
  - Kąta podnóżków w zakresie od -95° do +5°,
- **Posiada:**
  - Przezierność X-RAY,
  - Dzielony segment nóg z odwodzeniem na boki,
  - Przesuw wzdłużny w zakresie: 28 cm,
  - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
- Mobilny na 4 kółkach z hamulcem centralnym,
- **Możliwość doposażenia stołu (za dopłatą) w dodatkowe akcesoria, przykładowe widoczne na ostatnich zdjęciach,**
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
- Wymiary leża: 210 x 50 cm,
- Maksymalny udźwig: 135 kg,
- Waga: 186 kg,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

