



Monitor medyczny SONY TRINITRON PVM-2043 MD (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Przekątna ekranu: 20",
- Możliwość podłączenia 2 torów (LINE A i B),
- Wyjścia: Y/C, VTR, DIGITAL i ANALOG RGB, EXT SYNC, CTRL,
- Wyposażony w uchwyty do przenoszenia,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 45 x 53 x 46 cm,
- Waga: 33 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

