



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół operacyjny SCHMITZ MEDI-MATIC 125.200 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze czarnym (możliwość wymiany tapicerki na nową, za dodatkową opłatą),**
- 5 - segmentowy,
- Stół operacyjny **SCHMITZ MEDI-MATIC 125.200** to prosty w obsłudze, manualny stół operacyjny przeznaczony dla wielu dziedzin chirurgii,
- **Regulowany manualnie w wielu płaszczyznach za pomocą siłowników hydraulicznych oraz gazowych:**
 - Wysokość w zakresie: 70 - 100 cm,
 - Kąt oparcia pleców w zakresie: od -15° do +60°,
 - Przechył boczny: ± 20°,
 - Pozycja Trendelenburga: 30°,
 - Pozycja anty-Trendelenburga: 25°,
 - Kąt regulacji zagłówka w zakresie: 40°,
 - Segment nóg w zakresie: od -90° do +90°,
 - Odwodzenie boczne w zakresie: 90°,
- **Posiada:**
 - Przezierność X-Ray,
 - Segment nóg dzielony odwodzony na boki,
 - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
- Podstawa wykonana ze stali nierdzewnej,
- Mobilny z hamulcem centralnym,
- **Możliwość doposażenia stołu (za dopłatą) w dodatkowe akcesoria, przykładowe widoczne na ostatnich zdjęciach,**
- Wymiary:
 - Leża: 200 x 50 cm,
 - Ogólne: 203 x 56 x 100 cm,
- Waga: 180 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

