



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Foropter RODENSTOCK PHOROVIST 800 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- **Zalety i cechy Foroptera PHOROVIST 800:**
 - Prosta, intuicyjna obsługa,
 - Bardzo solidne wykonanie,
 - Szybki i precyzyjny,
 - Soczewki z wielowarstwową powłoką,
 - Soczewki pomocnicze,
 - Cross cylinder + rotary prosm,
 - System konwergencji,
- **Dane techniczne:**
 - Zakres pomiaru:
 - Sfera:
 - -19,00 do +16,75 D (kroki co 0,12, 0,25 D),
 - Cylinder:
 - 0,00 do -6,00 D (kroki co 0,12, 0,25 D),
 - 0,00 do -8,00 D (gdzie używany jest opcjonalny obiektyw)
 - PD: 50 do 80 mm,
 - Pryzmat: 0 do 20 Δ (krok 1 Δ),
 - Oś cylindra 0 do 180 °,
 - GŁOWICA REFRAKTORA:
 - Soczewka pomocnicza: Occluder, pinhole, red/green filter, polarising filter (45°/135°), fixed cross-cylinder lens (± 0.50 D), red/white Maddox rod vertical/horizontal, prism (6, 10 Δ I, U), +0.12 D lens,
 - Cylinder krzyżowy: $\pm 0,25$ D,
 - Dodatkowe soczewki: Soczewka cylindryczna -0,12 D, -2,00 D,
 - Retinoskopia: +2,00 D (50 cm),
 - Efektywne pole widzenia: 18.5 mm,
 - Wymiary i waga:
 - Wymiary WDH: 340 x 110 x 310 mm,
 - Waga: Około. 4,8 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,

