



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Panel LCD RODENSTOCK CV 800 P (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- **Zalety i cechy panelu LCD RODENSTOCK CV 800 P:**
 - Połączenie Wi-Fi/Bluetooth z Phoromatem 2000,
 - Dokładna polaryzacja liniowa,
 - Testy polaryzacji m.in. heteroforia,
 - Czerwono-zielone optotypy do badań widzenia obuocznego,
 - Testy widzenia barw,
 - Nowoczesne rozwiązanie dla gabinetów okulistycznych,
 - Wygoda użytkowania,
 - Montaż na ścianie,
- **Dane techniczne:**
 - Wyświetlacz: Panel 24" Full-HD LCD,
 - Jednostki odległości: Stopy lub metry,
 - Odległość robocza: 2 do 7 m (krok pomiarowy 0,1 m),
 - Program: 2 programy z maksymalnie 20 optotypami,
 - Zewnętrzny port wejścia/wyjścia: 1 x USB 2.0, RS-232C,
 - Komunikacja: Bluetooth/WiFi do połączenia bezprzewodowego, RS-232 do połączenia przewodowego,
 - Pilot: w zestawie,
 - DOSTĘPNE OPTOTYPY I TESTY:
 - Standard: Snellen, Landolt, litery, cyfry, znaki,
 - Widzenie kolorów: Tablice widzenia kolorów,
 - Czerwony - zielony: Schober, Worth, Bichrom-Balance, Fixation Disparity,
 - Słaba widoczność: ETDRS, Crowding Bars, Amsler,
 - Kontrast: Regulacja kontrastu,
 - Dzieci: HOTV, ręce, obrazki, symbole
 - Dodatkowe: Edukacja pacjenta,
 - WYMIARY I WYMAGANIA ELEKTRYCZNE:
 - Wymiary WDH: 583 x 55 x 423 mm,
 - Waga: Około. 5,7 kg,
 - Zasilanie: AC 100 V do 240 V,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,,
 - Pobór energii: Maksymalnie 35 - 45 W,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,

