



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Autoklaw klasy B SCICAN BRAVO 17V (Powystawowy (demo))

- Nowy (powystawowy),
- Stan techniczny: idealny,
- Stan wizualny: idealny,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji kanadyjskiej, (2016 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 2300 W,
- **Autoklaw SCICAN BRAVO 17V** - szybkie cykle sterylizacyjne, łatwość obsługi oraz autonomia pracy pozwalają wykorzystać ten autoklaw do sterylizacji wszelkich typów narzędzi w każdej praktyce lekarskiej oraz klinice. Tradycyjna, cylindryczna komora z mobilnym stelażem daje duże możliwości jej aranżacji przez co autoklaw staje się jeszcze bardziej uniwersalny,
- Autoklaw posiada cylindryczną komorę wykonaną z jednego arkusza, najwyższej jakości stali nierdzewnej. Brak elementów spawanych wpływa w sposób jednoznaczny na trwałość komory oraz łatwość utrzymania jej w czystości,
- Pojemność użyteczna komory, to około 9 litrów. Skąd bierze się pojemność użyteczna. Przestrzeń użyteczna w komorze jest ograniczona stelażem i tackami, czyli mamy do czynienia z prostopadłościanem wpisanym w cylinder,
- Para wodna wytwarzana jest w generatorze znajdującym się poza komorą autoklawu. Dzięki temu czas potrzebny do uruchomienia procesu sterylizacji znacznie się skraca oraz poprawiają się warunki samego procesu,
- Drzwi komory otwierane i zamykane są automatycznie. Jest, to bardzo komfortowe rozwiązanie, bezpośrednio wpływające na jakość codziennej obsługi autoklawu,
- Autoklaw BRAVO 17V wyposażony jest w duży, graficzny wyświetlacz LCD prezentujący w języku polskim aktualny status urządzenia jak również umożliwiającą jego banalnie prostą obsługę,
- Użytkownik ma do dyspozycji cztery, wielofunkcyjne przyciski za pomocą, których może w łatwy sposób wybierać i uruchamiać procesy sterylizacyjne jak również zmieniać ustawienia autoklawu,
- Autoklaw posiada wbudowany system elektronicznej rejestracji cykli sterylizacyjnych. Jeden z najbardziej przyjaznych użytkownikowi systemów. Cykle zapisywane są na podłączonej do autoklawu pamięci pendrive z interfejsem USB.
- Pracuje w systemie jednokrotnego obiegu wody. Oznacza, to że do każdego cyklu sterylizacyjnego używana jest świeża woda destylowana. Urządzenie posiada wbudowany zbiornik na wodę destylowaną oraz wbudowany zbiornik na skropliny. Dzięki temu autoklaw ma dużą autonomię pracy. Może zostać umieszczony niemal w dowolnym miejscu gabinetu lub kliniki. Autoklaw opcjonalnie posiada możliwość pobierania wody z sieci wodociągowej poprzez demineralizator oraz spust skroplin do kanalizacji,
- **Specyfikacja:**
 - Rejestracja cykli: cyfrowa,
 - Cykl dla opak. + suszenie 134C: 38 min,
 - Cykl dla nieopak. + suszenie 134C: 31 min,
 - Cykl szybki dla nieopak. bez suszenia: 12 min,
 - Sterylizacja wsadów typu: A i B,
 - Pojemność całkowita komory: 17 l
 - Pojemność użytkowa komory: ok 9 l
 - Pojemność zbiornika na wodę destylowaną: 2 l
 - Pojemność zbiornika na skropliny: 2 l
 - Zewnętrzny demineralizator: Tak (opcjonalnie),
 - Podłączenie do kanalizacji: Tak (opcjonalnie),
 - Głośność pracy: 58 dB,
- **Menu w języku: polskim,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - 2 x tacki siatkowe,
 - Uchwyt do tacek,
 - Wąż spustowy,
 - Pendrive,
- Wymiary:
 - Ogólne: 48 x 42 x 56 cm,
 - Komory: średnica 25 cm x gł. 35 cm,
 - Tacki: 27 x 17 x 2 cm,
- Waga: 58 kg
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

