



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Videoprinter SONY UP-X898MD (Powystawowy (demo))

- Nowy (powystawowy),
- Stan techniczny: idealny,
- Stan wizualny: idealny,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C., (2022 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **SONY UP-X898MD** to czarno-biała drukarka stworzona z myślą o podłączeniu do analogowych i/lub cyfrowych systemów do obrazowania radiologicznego. Jedną z najmniejszych na rynku drukarek dla wydruków USG. Może być podłączona do takich urządzeń jak:
  - ruchome ramiona C,
  - urządzenia ultradźwiękowe,
  - systemy na wózkach do obrazowania podczas cewnikowania serca,
  - inne kompatybilne systemy do obrazowania medycznego,
- **Specyfikacja:**
  - Wysoka jakość wydruku,
  - Rozdzielczość 325 dpi,
  - Doskonała łączność z różnymi aparatami diagnostycznymi,
  - Wygodny panel LCD, który pozwala zarządzać drukarką,
  - Wydruk na papierach: UPP-110HD, UPP-110S, UPP-110HG,
  - Błyskawiczny wydruk,
  - Możliwość eksportu materiałów na dysk USB,
  - Zgodność z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla urządzeń medycznych,
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
- Wymiary: 15,5 x 9 x 24 cm
- Waga: 2,6 kg
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

