



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Videoprinter SONY UP-X898MD (Powystawowy (demo))

- Nowy (powystawowy),
- Stan techniczny: idealny,
- Stan wizualny: idealny,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C., (2022 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **SONY UP-X898MD** to czarno-biała drukarka stworzona z myślą o podłączeniu do analogowych i/lub cyfrowych systemów do obrazowania radiologicznego. Jedną z najmniejszych na rynku drukarek dla wydruków USG. Może być podłączona do takich urządzeń jak:
 - ruchome ramiona C,
 - urządzenia ultradźwiękowe,
 - systemy na wózkach do obrazowania podczas cewnikowania serca,
 - inne kompatybilne systemy do obrazowania medycznego,
- **Specyfikacja:**
 - Wysoka jakość wydruku,
 - Rozdzielczość 325 dpi,
 - Doskonała łączność z różnymi aparatami diagnostycznymi,
 - Wygodny panel LCD, który pozwala zarządzać drukarką,
 - Wydruk na papierach: UPP-110HD, UPP-110S, UPP-110HG,
 - Błyskawiczny wydruk,
 - Możliwość eksportu materiałów na dysk USB,
 - Zgodność z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla urządzeń medycznych,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 15,5 x 9 x 24 cm
- Waga: 2,6 kg
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

