



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Ssak chirurgiczny OGARIT SO-4 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 70 VA,
- **OGARIT SO-4** to niewielki ssak chirurgiczny do odsysania wydzielin i płynów podczas zabiegów. Znajduje zastosowanie głównie w gabinetach zabiegowych i szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR). Ssak charakteryzuje specjalnie wyprofilowana obudowa, która umożliwia umieszczenie na ssaku dwóch butli. Pozwala to na ciągłą pracę nawet podczas długotrwałych zabiegów.
- **Główne cechy:**
 - Płynna regulacja maksymalnej wartości podciśnienia,
 - Czytelny wskaźnik aktualnej wartości podciśnienia,
 - Wygodny uchwyt do przenoszenia,
 - Praktyczny uchwyt przewodu zasilającego,
 - Cicha i ciągła praca,
 - Sterowanie włącznikiem nożnym,
 - Butle o pojemności 2l,
- **Specyfikacja:**
 - Maksymalny przepływ powietrza: 30 l/min,
 - Maksymalne podciśnienie: do 85kPa (+0%/-10%),
 - Zakres regulacji: (0÷85) kPa,
 - Pojemność butli: 2 x 2l,
 - Typ części aplikacyjnej: CF,
 - Klasa izolacji elektrycznej: II,
- **W zestawie:**
 - 2 butle o pojemności 2 l,
 - Dren ssący o długości 180 cm,
- Wymiary: 36,5 x 24 x 46 cm,
- Waga: 9 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

