



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Ssak chirurgiczny OGARIT SO-4 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 70 VA,
- **OGARIT SO-4** to niewielki ssak chirurgiczny do odsysania wydzielin i płynów podczas zabiegów. Znajduje zastosowanie głównie w gabinetach zabiegowych i szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR). Ssak charakteryzuje specjalnie wyprofilowana obudowa, która umożliwia umieszczenie na ssaku dwóch butli. Pozwala to na ciągłą pracę nawet podczas długotrwałych zabiegów.
- **Główne cechy:**
  - Płynna regulacja maksymalnej wartości podciśnienia,
  - Czytelny wskaźnik aktualnej wartości podciśnienia,
  - Wygodny uchwyt do przenoszenia,
  - Praktyczny uchwyt przewodu zasilającego,
  - Cicha i ciągła praca,
  - Sterowanie włącznikiem nożnym,
  - Butle o pojemności 2l,
- **Specyfikacja:**
  - Maksymalny przepływ powietrza: 30 l/min,
  - Maksymalne podciśnienie: do 85kPa (+0%/-10%),
  - Zakres regulacji: (0÷85) kPa,
  - Pojemność butli: 2 x 2l,
  - Typ części aplikacyjnej: CF,
  - Klasa izolacji elektrycznej: II,
- **W zestawie:**
  - 2 butle o pojemności 2 l,
  - Dren ssący o długości 180 cm,
- Wymiary: 36,5 x 24 x 46 cm,
- Waga: 9 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

