



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat USG PHILIPS HD15 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A., (2012 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 750 VA,
- Ultrasonograf **PHILIPS HD15** charakteryzuje się doskonałą jakością obrazowania i wysoką wydajnością. Dzięki zaletom przydatnym w większości codziennych badań i wysokim poziomem pewności diagnostycznej, pozwalającej sprostać najtrudniejszym wyzwaniom, słowo „wartość” w przypadku tego aparatu nabiera nowego znaczenia. Aparat HD15 ma za zadanie usprawnić i przyspieszyć wykonywanie zwiększających pewność diagnostyczną badań ultrasonograficznych będących źródłem czytelnych danych, szczególnie w przypadku pacjentów i patologii „trudnych do obrazowania z przyczyn technicznych”.
- **Tryby obrazowania:**
 - 2D, 3D
 - M,
 - Color Doppler,
 - Power Doppler,
 - Pulse Wave (PW),
 - Dual mode,
 - CW,
 - Obrazowanie harmoniczne,
 - Zoom.
- **Najważniejsze zalety:**
 - Technologia A/D o wysokiej rozdzielczości, 4-krotne przetwarzanie równoległe i ogniskowanie Microfine EX,
 - Złożone obrazowanie w czasie rzeczywistym SONOCT,
 - Zaawansowane adaptacyjne przetwarzanie obrazu XRES,
 - Bardzo czułe ultradźwięki ze wzmocnionym kontrastem,
 - Wyraźniejsza technologia kryształów czystej fali do obrazowania szerszej gamy pacjentów,
 - Wstępne ustawienia obrazowania specyficzne dla tkanki i optymalizacja przycisków iSCAN w trybie 2D, Doppler i kolorze,
 - Aktywne dane natywne pozwalają na manipulowanie parametrami badania i ustawieniami obrazu,
- **Wyposażony w:**
 - **System HD15 Revision 3.0.3**
 - Monitor uchylny ekran LCD 20”,
 - Podświetlany panel sterowania z wbudowaną klawiaturą alfanumeryczną oraz regulacją wysokości,
 - 3 porty głowic,
 - Port EKG,
 - Porty USB,
- Mobilny na czterech kółkach w tym dwa z hamulcem,
- **Menu w języku: angielskim,**
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Videoprinter Sony UP-D897,
 - Przewód EKG 3 - odprowadzeniowy,
 - **Głowica liniowa L12-3,**
 - **Głowica sektorowa S5-2,**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 57 x 110 x 150 cm,
- Waga: 100 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

