



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Zestaw endoskopowy PENTAX EPK-i5000 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej, (2013 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **W skład zestawu wchodzi:**
  - **Procesor obrazu/ źródło światła PENTAX EPK-i5000:**
    - Wideo HD+: SXGA (oryginalny) przez DVI-D, VGA,
    - RGB, Y/C, kompozytowe,
    - Panel sterowania, klawiatura,
    - Wirtualna chromoendoskopia i-scan: szybki dostęp za pomocą przycisków i-scan 1, 2, 3,
    - Źródło światła: Xenon 300W,
    - Wymiary: 40 x 48 x 20,5 cm,
    - Waga: 21 kg,
  - **Monitor medyczny ACL MD-24:**
    - Rozdzielczość: 1920x1200 px,
    - Przekątna: 24",
    - Kontrast: 1000:1,
    - Kąta widzenia: 178°/178°,
    - Złącza: VGA, DVI, SDI,
  - **Klawiatura PENTAX OS-A79,**
  - **Wózek endoskopowy TRIBO WA-54:**
    - Wyposażony w uchwyt endoskopowy,
    - Górny blat o wymiarach: 51 x 53 cm,
    - 3 półki o wymiarach 50 x 49 cm z możliwością regulacji wysokości,
    - Wysuwana półka na klawiaturę o rozm. 50 x 40 cm,
    - Uchwyt transportowy,
    - Listwa zasilająca z 4 gniazdami oraz włącznikiem,
    - Mobilny na czterech kółkach z odbojnikami w tym dwa z hamulcem,
- **W zestawie:**
  - Przewody zasilające (3 sztuki),
  - Przewód VGA,
  - Buteleczka do płukania endoskopu,
- Wymiary: 70 x 68 x 71 cm,
- Waga zestawu: 77 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesiący,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

