



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Inkubator noworodkowy OHMEDA GIRAFFE (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Inkubator noworodkowy OHMEDA GIRAFFE** to inkubator sprzyjający wzrostowi delikatnych noworodków i pozwalający na intensywną opiekę neonatologiczną - dzięki wysokiej sprawności cieplnej, innowacyjnej konstrukcji oraz łatwości w regulowaniu temperatury, wilgotności, oświetlenia, poziomu hałasu czy zawartości tlenu, możliwa jest stabilizacja stanu zdrowia pacjentów.
- **Wyposażony w materacyk z atestem medycznym w kolorze kremowym,**
- **Posiada wbudowane systemy:**
 - Utrzymania stałej temperatury,
 - Regulacji wilgotności powietrza,
 - Alarmowy,
- **Wyposażony w:**
 - Cyfrowe wyświetlacze dla aktualnej i żądanej temperatury skóry oraz otoczenia,
 - 5 otworów pielęgnacyjnych ułatwiających dostęp do pacjenta,
 - Pojemnik na wodę destylowaną,
 - Wysuwaną tacę,
 - Wysuwaną obustronnie szufladę,
 - Uszczelki przepustowe na przewody i dreny - 13 szt.,
 - Dwa gniazda do podłączenia dwóch czujników temperatury skóry (jeden czujnik w zestawie),
 - Foliowany panel sterowania,
 - Elektroniczną wagę,
 - Gniazda sieciowe do podłączenia dodatkowych urządzeń - 3 szt.,
- **Specyfikacja:**
 - Płynna manualna zmiana kąta nachylenia leża do pozycji Trendelenburga oraz anty - Trendelenburga w zakresie 12^o,
 - Elektryczna regulacja wysokości inkubatora za pomocą załącznika nożnego w zakresie: 85 - 112 cm,
 - Możliwość regulacji wilgotności powietrza w komorze w zakresie: 30 - 95 %,
 - Temperatura powietrza: 20 - 37^o C,
 - Temperatura skóry: 32 - 37^o C,
 - Tlen: 21 - 65%,
 - Czas nagrzewania: < 35 min,
 - Przepływ świeżego powietrza: 30 L / min,
 - Mobilny na 4 kółkach o Ø 12 cm, wszystkie z hamulcami,
- **Menu w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Czujnik temperatury skóry,
 - Wąż powietrzny,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Ogólne: 110 x 65 x 147/173 cm,
 - Komora: 82 x 54 x 35 cm,
 - Materacyk: 48 x 65 cm,
 - Szuflada: 52 x 48 x 20 cm,
- Waga: 140 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

