



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Fotel stomatologiczny EKODENT-X ATU (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 150 VA
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze niebieskim - posiada ślady użytkowania (zostanie wymieniona na nową, w kolorze wybranych przez klienta, z naszego wzornika kolorów),**
- **Fotel stomatologiczny EKODENT-X ATU** to najbardziej popularny polski fotel stomatologiczny od lat rozwijany i udoskonalany,
- **Specyfikacja:**
  - Sztwna konstrukcja szkieletu i zagłówek,
  - Ergonomiczna, bezszwowa tapicerka 3D,
  - Brak konieczności przykręcania fotela do podłogi,
  - Składany podłokietnik,
  - Płynna elektryczna regulacja za pomocą załącznika nożnego:
    - Wysokości siedziska w zakresie: 50 - 100 cm,
    - Kąta nachylenia oparcia w zakresie 0 - 75°,
  - Manualna regulacja wysokości zagłówek,
  - Zoptymalizowany do współpracy z wieloma unitami dostępnymi na rynku,
- **W zestawie:**
  - Załącznik nożny,
  - Przewód zasilający,
- Wymiary: 160 x 135 x 65 cm,
- Waga: 72 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

